




Therabath® Paraffin Bath Operator's Manual

Model TB6 (100 to 125 volt) and Model TB7 (220 to 240 volt)

Indications

For use by adults and adolescents in a medical, clinical or therapeutic setting. Useful in symptomatic relief of pain caused by medically diagnosed arthritis, bursitis, and chronic joint inflammation. Relaxes muscles, relieves stiffness and muscle spasms, and stimulates circulation. May be prescribed for post-fracture or post-dislocation treatment, for sprains, strains, for restriction of motion due to scar tissue, and for other conditions for which heat is indicated. Commonly used prior to therapeutic exercise and massage. May be prescribed in certain peripheral vascular diseases. Consult your physician if you have any questions.

Contraindications

Should not be used in the presence of open cuts or wounds, inflammatory skin conditions, neoplasm (growths), peripheral vascular disease where circulation is impaired, acute inflammation, or when sensation of the extremity is reduced or absent (such as in some cases of diabetes). If there is any question about peripheral vascular disease or decreased sensation of the extremities, consult a physician or physical therapist before using. Should not be used on areas subject to hemorrhaging or in cases involving abnormal sensitivity to heat. Discontinue use if dermatitis due to paraffin sensitivity occurs. Discontinue use if wax feels too hot or cool, which could indicate health problems with the user. Do not allow children or those with severe physical disabilities to use the device.

Warnings

- Do not use while bathing or put unit where it can fall into a bathtub or sink.
- Do not pour water or other liquid into the unit.
- Do not reach for a unit that has fallen into water. Unplug immediately.
- Supervision is necessary when this product is used by, on, or near children.
- Use this product only for its intended use as described in this manual or as recommended by a health care professional.
- Never operate this product if it appears damaged, has been dropped in water, or is otherwise not working properly.
- To avoid improper operation, do not use other products or attachments not recommended by the manufacturer.
- Use paraffin wax that is formulated for use in a paraffin warmer. Paraffin that has a higher or lower melting point should not be used in this unit.
- Use an electrically grounded (3-pin) receptacle that conforms to the applicable local and national electrical codes.
- To avoid the risk of electric shock, this equipment must only be connected to a supply mains with protective earth.
- Do not operate in the presence of flammable anesthetic mixtures, oxygen, or nitrous oxide.
- Do not operate the unit without the plastic grate on the bottom.

- Do not touch the bottom or sides of the metal tank, or a burn may result.
- Do not heat paraffin on a stove, hotplate, or in a microwave.
- Do use this appliance on a level, secure surface.
- Do not use any additives in the paraffin except as allowed by the manufacturer.
- Do not modify this equipment without authorization from the manufacturer.
- Care must be taken when operating this equipment around other equipment. Potential electromagnetic or other interference could occur to this or the other equipment. Minimize this interference by not using other equipment in conjunction with it.

Cautions

- Do not remelt used paraffin, reintroduced particles or chemicals may damage the tank.
- Never use sharp objects to remove hardened paraffin from the unit.
- Do not leave an empty unit plugged in.
- Do not pour melted paraffin from the tank.

NOTE: The emissions characteristics of this equipment make it suitable for use in industrial areas and hospitals (CISPR 11 class A). If it is used in a residential environment (for which CISPR 11 class B is normally required) this equipment might not offer adequate protection to radio-frequency communication services. The user might need to take mitigation measures, such as relocating or re-orienting the equipment.

Technical Information

- Power, Model TB6: 100–125V, 0.87–1.3A, 50–60Hz
- Power, Model TB7: 220–240V, 0.55–0.65A, 50–60Hz
- Heater: TB6: 87–162 watts, TB7: 121–156 watts
- Operating temperature: 126°–134° F. (52.2°–56.7° C.)
- 14.3" L x 8.2" W x 7.5" H (36.32 cm L x 20.83 cm W x 19.1 cm H)
- Capacity: 9 lbs. (4.08 kg.)
- Melt time: 6-8 hours
- Duty cycle: continuous operation
- Degree of protection against moisture ingress: IPX0
- 220V unit must be used with a hospital grade cord of at least the maximum ratings: 10 A, 220 VAC.
- Meets IEC/EN 60601-1-2:2014 electromagnetic compatibility interference safety standard.

NOTE: "Hospital Grade" grounding reliability can only be achieved when the equipment is connected to an equivalent receptacle marked "Hospital Only" or "Hospital Grade"

NOTE: Current and wattage must be measured at operating temperature.


Environmental Ratings

	Operating	Transport and Storage
Temperature:	65° to 85° F (18.3° to 29.4° C)	-40° to 130° F (-40° to 54.4° C)
Relative Humidity:	10% to 95%	10% to 95%
Atmospheric Pressure:	70 to 160 kPa	70 to 160 kPa

No.	Test/Standard	Port (enclosure, AC, DC, I/O)	Emissions Class and Group / Immunity Test Level
1	CISPR 11, Radiated Emissions	Enclosure	Class A; Group 1
2	IEC 61000-4-2	Enclosure	±8kV contact, ±2kV, ±4kV, ±8kV, ±15kV air
3	IEC 61000-4-3 Radiated RF Immunity	Enclosure	3V/m, 80-2700MHz, 80% 1kHz AM
4	IEC 61000-4-3 Proximity fields from RF wireless equipment	Enclosure	Section 8.10 of the IEC 60601-1-2 standard
5	IEC 61000-4-4	AC	2kV, 100kHz repetition rate
6	IEC 61000-4-5	AC	Line-to-Line: ±0.5 kV, ±1 kV Line-to-Ground: ±0.5 kV, ±1 kV, ±2 kV
7	IEC 61000-4-6	AC	3V, 0.15-80MHz, 80% 1kHz AM, 6V in ISM Band within 0.15-80MHz, 80% 1kHz AM
8	IEC 61000-4-8	Enclosure	30A/m, 50Hz and 60Hz~
9	IEC 61000-4-11 Voltage Dips	AC	0% (100% reduction), 0.5 cycle; 0% (100% reduction), 1 cycle; 70% (30% reduction) UT, 0.5 sec
10	IEC 61000-4-11 Voltage Interruptions	AC	0% (100% reduction), 5 sec


Heating System and Pilot Light Operation

- The Therabath is equipped with 2 thermostats. The *Control Thermostat* automatically heats and maintains the paraffin at 130 degrees F (54.4 C) with ± 4 degrees F variation. If the Control Thermostat fails, the *High Limit Thermostat* automatically shuts off the unit completely. Return to manufacturer for servicing.
- The pilot light (on end of unit) indicates the unit is heating, and is lit only during the heating cycle. During normal operation, the pilot light goes on and off at regular intervals. Most of the time it is off.
- If the unit is not completely melted after being plugged in for 12 hours, follow troubleshooting steps at therabath.com/service.



Operating Instructions

1. Unpack the unit and place it on a flat, secure surface.
2. Open the included bags of paraffin and place the contents inside the tank.
3. Place the plastic grille on TOP of the un-melted paraffin.
4. Rest the lid on top of the paraffin and grille. The paraffin will compact as it melts.
5. Plug the unit in.
6. The paraffin will melt in about 6 to 8 hours.
7. Keep the unit plugged in continuously so that it is always ready for use.




Adding Refill Paraffin

1. Keep the paraffin level to the desired level: **6lb** - standard usage, **8lb** - max. *deep immersion* foot level, **9lb** - max. *deep immersion* hand level. Do not overfill the unit.
2. For optimal performance use only Therabath brand refill paraffin.

Treatment Guidelines

- Refer to contraindications before use.
- Cleanse and dry the skin before applying paraffin.
- Keep clothing and jewelry away from the treatment area.
- Do not remelt used paraffin, discard.
- Keep the lid on when unit is not in use.

1. Apply Pre-Treatment Cleansing Spray.^{††} (Do not use spray near the eyes, nose, or mouth.)
2. Apply Hydrating Cream.^{††}
3. Slowly dip hand, foot, or elbow into the bath. Use paraffin application strips for other treatment areas.
4. Remove and wait a few seconds until the shine goes away. Repeat 3 to 10 times.
5. Cover hand or foot with a plastic liner.^{††}
6. Slip on an insulated mitt or boot to retain heat.^{††}
7. Keep paraffin in place for 10 to 15 minutes.
8. Remove. Discard used paraffin and plastic liner (if used).



^{††}OPTIONAL: Pre-Treatment Cleansing Spray, Hydrating Cream, paraffin application strips, plastic liners, mitts, boots, and more are sold separately. Call your dealer or visit www.therabath.com.

Cleaning Instructions

- Clean paraffin bath when noticeable sediment accumulates on the tank bottom.
- Do not scratch or damage the inside tank coating.
- Do not immerse the unit in water.
- Do not use abrasive scouring powders of any kind when cleaning the tank.

1. Unplug the unit. Remove the grille. Allow the paraffin to solidify.
2. After the paraffin is solid, plug in unit and tip upside down on a wax-safe surface for approximately 15-20 min. until the paraffin loosens from the tank and falls out. Unplug the unit.
3. Remove remaining paraffin in the tank with soft paper towels.
4. Refill with Therabath[®] brand paraffin.

Maintenance and Service

US and Canadian Customers

- Device is not user serviceable.
- Contact the manufacturer to obtain service assistance, return authorization instructions and prior approval before shipping the product for warranty service. Proof of purchase, name, address, contact information and a detailed description of the defect are required. The purchaser is responsible for shipping and handling expense for all warranty service.

International Customers

- Contact WR Medical Electronics Co. or your dealer for service instructions.
WR Medical Electronics Co.
1700 Gervais Avenue, Maplewood, MN 55109 USA
Phone: 651-604-8400 | E-mail: therabath@wrmed.com | Web: www.therabath.com



Medical Device Safety Service (MDSS) GmbH
Schiffgraben 41, 30175 Hannover, Germany

Limited Warranty

THIS WARRANTY IS LIMITED TO THE STANDARD LIFE OF THE PRODUCT, WHICH IS 5 YEARS.

WR Medical Electronics Co. warrants the Therabath Professional Paraffin Bath solely to the original consumer owner to be free from manufacturer defects under normal use and service for the natural life of the product (5 years). For a valid warranty claim, WR Medical Electronics Co. will, at its option, either (i) repair the product or replace it with a comparable product, free of charge, or (ii) refund the purchase price for that product. This warranty does not apply to any defects in the aesthetic appearance of the product, nor to any damage or defects resulting from normal wear and tear, accidents, improper use, misuse, shipping damage, or alterations. This warranty terminates immediately and does not apply to any product or part which is repaired, replaced, altered, or modified other than by a trained, service technician authorized by WR Medical Electronics Co. to provide such service.

This warranty is not valid on a product that requires modifications / adaptation to enable operation in a country or for electrical specifications other than those for which it was designed. This warranty does not apply to the purchase of opened, used, repaired, or unauthorized repackaged or resealed products.

We neither assume, nor authorize any other person, including our sales representatives, dealers or distributors to extend or assume for us, any other warranty or liability in connection with the sale of our products.

Purchaser must contact WR Medical Electronics Co. to obtain service assistance, return authorization instructions and prior approval before shipping the product prepaid for warranty service. Proof of purchase, name, address, contact information and a detailed description of the defect are also required. The purchaser is responsible for shipping and handling expense for all warranty service.

WR Medical Electronics Co. makes no other warranty, express or implied, and expressly disclaims the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. WR Medical Electronics Co.'s total liability with respect to any product shall in no event exceed the price paid by purchaser for such product. In no event shall WR Medical Electronics Co. be liable to purchaser for indirect, special, incidental, exemplary, punitive or consequential damages.

This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights, which vary from state to state. Some states may not allow the exclusion or limitation of consequential or incidental damages so the above limitations or exclusions may not apply to you.

Explanation of Symbols



ETL CLASSIFIED



Intertek



- Attention: Consult accompanying documents.
- Safety approvals.
- Class 1, type B protection against electric shock.
- Protective earth.

Brukerveiledning for Therabath® Profesjonell type parafinvoksbad

Modell TB6 (fra 100 til 125 volt) og Modell TB7 (fra 220 til 240 volt)

Indikasjoner

For bruk av voksne og ungdom i medisinske, kliniske eller terapeutiske omgivelser. Nyttig ved symptomatisk lindring av smerte forårsaket av medisinsk diagnostisert leddgikt, bursitt og kronisk leddbetennelse. Avslapper muskler, lindrer stivhet og muskelspasmer, og stimulerer sirkulasjonen. Kan foreskrives for post-fraktur eller post-dislokasjon behandling, for forstuinger, strekk, for begrensning av bevegelse på grunn av arrevev, og for andre tilstander der varme er indisert. Vanligvis brukt før terapeutisk trening og massasje. Kan foreskrives ved visse perifere vaskulære sykdommer. Rådfør deg med legen din hvis du har spørsmål.

Kontraindikasjoner

Bør ikke brukes i nærvær av åpne kutt eller sår, inflammatoriske hudsykdommer, neoplasmer (vekster), perifer vaskulær sykdom der sirkulasjonen er svekket, akutt betennelse eller når følelsen av ekstremiteten er redusert eller fraværende (som i noen tilfeller av diabetes). Hvis det er spørsmål om perifer vaskulær sykdom eller nedsatt følelse av ekstremiteter, kontakt lege eller fysioterapeut før bruk. Bør ikke brukes på områder utsatt for blødninger eller i tilfeller med unormal varmefølsomhet. Avbryt bruken hvis dermatitt på grunn av parafinfølsomhet oppstår. Slutt å bruke hvis voks føles for varmt eller kjølig, noe som kan indikere helseproblemer hos brukeren. Ikke la barn eller personer med alvorlige fysiske funksjonshemninger bruke enheten.

Forsiktighetsregler

- Ikke bruk mens du bader eller sett enheten der den kan falle ned i et badekar eller en vask.
- Ikke hell vann eller annen væske inn i enheten.
- Ikke grip etter en enhet som har falt i vann. Trekk ut støpselet umiddelbart.
- Tilsyn er nødvendig når dette produktet brukes av, på eller i nærheten av barn.
- Bruk dette produktet kun til den tiltenkte bruken som beskrevet i denne håndboken eller som anbefalt av helsepersonell.
- Bruk aldri dette produktet hvis det virker skadet, har falt i vann eller på annen måte ikke fungerer som det skal.
- For å unngå feil bruk, ikke bruk andre produkter eller tilbehør som ikke er anbefalt av produsenten.
- Bruk parafinvoks som er formulert for bruk i en parafinvarmer. Parafin som har et høyere eller lavere smeltepunkt bør ikke brukes i denne enheten.
- Bruk en elektrisk jordnet (3-pinner) stikkontakt som er i samsvar med gjeldende lokale og nasjonale elektriske forskrifter.
- For å unngå fare for elektrisk støt, må dette utstyret kun kobles til strømnettet med beskyttende jord.
- Ikke bruk i nærvær av brennbare anestesiblandinger, oksygen eller lystgass.
- Ikke bruk enheten uten plastristen på bunnen.
- Ikke berør bunnen eller sidene av metalltanken, da dette kan føre til brannskader.
- Ikke varm parafin på komfyr, kokeplate eller mikrobølgeovn.
- Bruk dette apparatet på en jevn, sikker overflate.
- Ikke bruk noen tilsetningsstoffer i parafinen unntatt som tillatt av produsenten.
- Ikke modifierer dette utstyret uten tillatelse fra produsenten.
- Det må utvises forsiktighet når du bruker dette utstyret rundt annet utstyr. Potensiell elektromagnetisk eller annen interferens kan oppstå på dette eller det andre utstyret. Minimer denne forstyrrelsen ved å ikke bruke annet utstyr sammen med det.

Advarsler

- Ikke smelt brukt parafinvoks på nytt, gjeninnførte partikler eller kjemikalier kan skade tanken.
- Bruk aldri skarpe gjenstander til å fjerne herdet parafinvoks fra enheten.
- Ikke la en tom enhet være tilkoblet.
- Ikke hell smeltet parafinvoks fra tanken.

MERK: Emisjonsegenskapene til dette utstyret gjør det egnet for bruk i industriområder og sykehus (CISPR 11 klasse A). Hvis det brukes i et boligmiljø (hvor CISPR 11 klasse B vanligvis kreves), kan det hende at dette utstyret ikke gir tilstrekkelig beskyttelse for radiofrekvenskommunikasjonstjenester. Brukeren kan trenge å iverksette avbøtende tiltak, som å flytte eller omorientere utstyret.

MERK: "Hospital Grade" jordingspålidelighet kan bare oppnås når utstyret er koblet til en tilsvarende kontakt merket "Hospital Grade" eller "Hospital Grade"

MERK: Strøm og effekt må måles ved driftstemperatur.

Teknisk informasjon

- Strømkilde, Modell TB6: 100–125V, 0.87–1.3A, 50–60Hz
- Strømkilde, Modell TB7: 220–240V, 0.55–0.65A, 50–60Hz
- Oppvarmingsenheten: TB6: 87–162 watts, TB7: 121–156 watts
- Temperatur ved bruk: (51,6°–57,2°C.) 125°–135°F.
- 36,32 cm L x 20,83 cm B x 19,1 cm H (4,3" L x 8,2" B x 7,5" H)
- Kapasitet: 4,08 kg. (9 lb.)
- Smeltetid: 6–8 timer
- Puls/pause forhold: Kontinuerlig drift
- Grad av beskyttelse med inntrengende fuktighet: (IPX0)
- Enheten på 220V må brukes med en strømledning av sykeshustype av minst følgende maksimale klassifisering: 10 A, 220 VAC.
- Oppfyller IEC / EN 60601-1-2: 2014 elektromagnetisk kompatibilitet, interferenssikkerhetsstandard.


Miljøklassifisering

	Drift	Transport og oppbevaring
Temperatur:	65° til 85°F (18.3° til 29.4° C)	- 40° til 130°F (-40° til 54.4° C)
Relativ luftfuktighet:	10 % til 95 %	10 % til 95 %
Atmosfærisk trykk:	70 til 160 kPa	70 til 160 kPa

No.	Test/Standard	Port (innhengning, AC, DC, I/O)	Utslippsklasse og gruppe / immunitetstestnivå
1	CISPR 11, Utstrålte Utslipp	Innhengning	Klasse A; Gruppe 1
2	IEC 61000-4-2	Innhengning	±8kV kontakt, ±2kV, ±4kV, ±8kV, ±15kV luft
3	IEC 61000-4-3 Utstrålt RF-Immunitet	Innhengning	3V/m, 80-2700MHz, 80% 1kHz AM
4	IEC 61000-4-3 Nærhetsfelt fra trådløst RF -utstyr	Innhengning	Seksjon 8.10 av IEC 60601-1-2 standard
5	IEC 61000-4-4	AC	2kV, 100kHz repetisjonsfrekvens
6	IEC 61000-4-5	AC	Linje til linje: ±0.5 kV, ±1 kV Linje til bakken: ±0.5 kV, ±1 kV, ±2 kV
7	IEC 61000-4-6	AC	3V, 0.15-80MHz, 80% 1kHz AM, 6V i ISM Band innen 0.15-80MHz, 80% 1kHz AM
8	IEC 61000-4-8	Innhengning	30A/m, 50Hz and 60Hz
9	IEC 61000-4-11 Spenningsdipp	AC	0% (100% reduksjon), 0.5 syklus; 0% (100% reduksjon), 1 syklus; 70% (30% reduksjon) UT, 0.5 sek
10	IEC 61000-4-11 Spenningsavbrudd	AC	0% (100% reduksjon), 5 sek


Varmesystem og pilotlysdrift

- Therabath er utstyrt med 2 termostater. Kontrolltermostaten varmer automatisk og opprettholder parafinvoksen ved 130 grader F (54,4 C) med ± 4 grader F variasjon. Hvis kontrolltermostaten svikter, slår High Limit-termostaten automatisk av enheten helt. Returner til produsenten for service.
- Kontrolllampen (på enden av enheten) indikerer at enheten varmes opp, og lyser kun under oppvarmingssyklusen. Under normal drift slås indikatorlyset på og av med jevne mellomrom. Mesteparten av tiden er den av.
- Hvis enheten ikke er helt smeltet etter å ha vært koblet til i 12 timer, følg feilsøkingstrinnene på therabath.com/service.




Brukermanualen

1. Pakk ut enheten og plasser den på en flat, sikker overflate.
2. Åpne de medfølgende posene med parafinvoks og legg innholdet i tanken.
3. Plasser plastgitteret på TOPPEN av den usmeltede parafinen.
4. Legg lokket på toppen av parafinvoksen og gitteret. Parafinvoks vil komprimere når det smelter.
5. Koble til enheten.
6. Parafinvoksen vil smelte på ca. 6 til 8 timer.
7. Hold enheten tilkoblet kontinuerlig slik at den alltid er klar til bruk.



Tilsett refill parafin

1. Hold parafinvoksnivået til ønsket nivå: 6lb - standard bruk, 8lb - maks. dyp nedsenkingsfotnivå, 9lb - maks. dyp nedsenkning på håndnivå. Ikke overfyll enheten.
2. Bruk kun parafinvoks fra Therabath-merket for optimal ytelse.



Retningslinjer for behandling

- Se kontraindikasjoner før bruk.
- Rengjør og tørk huden før du påfører parafinvoks.
- Hold klær og smykker unna behandlingsområdet.
- Ikke smelt brukt parafinvoks på nytt, kast.
- Ha lokket på når enheten ikke er i bruk.

1. Påfør Pre-Treatment Cleansing Spray.†† (Ikke bruk spray nær øyne, nese eller munn.)
2. Påfør Hydrating Cream.††
3. Dypp hånden, foten eller albuen sakte ned i badekaret. Bruk parafinvokspåføringsstrimler for andre behandlingsområder.
4. Fjern og vent noen sekunder til glansen forsvinner. Gjenta 3 til 10 ganger.
5. Dekk hånden eller føttene med en plastfôr.††
6. Ta på en isolert vott eller støvel for å holde varmen.††
7. Hold parafinvoks på plass i 10 til 15 minutter.
8. Fjern. Kast brukt parafinvoks og plastforing (hvis brukt).

††ALTERNATIVER: Rensespray for forbehandling, fuktighetskrem, parafinpåføringsstrimler, plastfôr, votter, støvler og mer selges separat. Ring din forhandler eller besøk www.therabath.com.

Rengjøringsinstruksjoner

- Rengjør parafinvoksbadet når merkbare sedimenter samler seg på tankbunnen.
- Ikke ripe eller skade innsiden av tankbelegget.
- Ikke senk enheten i vann.
- Ikke bruk slipende skurepulver av noe slag når du rengjør tanken.

1. Koble fra enheten. Fjern gitteret. La parafinen stivne.
2. Etter at parafinvoksen har stivnet, plugg enheten inn og tipp opp ned på en vokssikker overflate i ca. 15-20 min. til parafinen løsner fra tanken og faller ut. Koble fra enheten.
3. Fjern eventuell gjenværende parafinvoks i tanken med myke papirhåndklær.
4. Fyll på med Therabath® parafinvoks.

Vedlikehold og reparasjon

Kunder i USA og Canada

- Anordningen kan ikke repareres av brukeren.
- Kontakt produsenten for å få service, returautorisasjonsinstruksjoner og godkjenning før forhåndsbetalt sending av produktet for garantiservice. Kjøpsbevis, navn, adresse, kontaktinformasjon og en detaljert beskrivelse av feilen er nødvendig. Kjøper er ansvarlig for frakt- og håndteringskostnader for all garantiservice.

Internasjonale kunder

- Kontakt WR Medical eller din forhandler for å få instruksjer vedrørende reparasjoner.
WR Medical Electronics Co.
1700 Gervais Avenue, Maplewood, MN 55109 USA
Telefon: +1 651-604-8400 | E-post: therabath@wrmed.com | Web: www.therabath.com



Medical Device Safety Service (MDSS) GmbH
Schiffgraben 41, 30175 Hannover, Germany

Begrenset garanti

DENNE GARANTIE ER BEGRENSET TIL STANDARDLIVETID FOR PRODUKTET, SOM ER 5 ÅR.

WR Medical Electronics Co. garanterer at Therabath Professional Paraffin Wax Bath eksklusivt til den opprinnelige forbrukeren er fri for produsentens defekter under normal bruk og service i produktets naturlige levetid (5 år). For et gyldig garantikrav vil WR Medical Electronics Co., etter eget valg, enten (i) reparere produktet eller erstatte det med et sammenlignbart produkt, gratis, eller (ii) refundere kjøpesummen for det produktet. Denne garantien dekker ikke feil i produktets estetiske utseende, og dekker heller ikke skader eller defekter som følge av normal slitasje, ulykker, misbruk, misbruk, fraktskader eller endringer. Denne garantien opphører umiddelbart og gjelder ikke for produkter eller deler som har blitt reparert, erstattet, endret eller modifisert annet enn av en utdannet servicetekniker autorisert av WR Medical Electronics Co. til å yte slik service.

Denne garantien er ikke gyldig for et produkt som krever modifikasjoner/tilpasning for å muliggjøre drift i et land eller for andre elektriske spesifikasjoner enn de det er designet for. Denne garantien gjelder ikke for kjøp av åpnede, brukte, reparerte eller uautoriserte ompakkede eller forseglede produkter.

Vi verken påtar oss, eller autoriserer noen annen person, inkludert våre salgsrepresentanter, forhandlere eller distributører til å utvide eller påta seg for oss, noen annen garanti eller ansvar i forbindelse med salg av produktene våre.

Kjøper må kontakte WR Medical Electronics Co. for å få servicehjelp, instruksjoner for returautorisasjon og forhåndsgodkjenning før produktet sendes forhåndsbetalt for garantiservice. Kjøpsbevis, navn, adresse, kontaktinformasjon og en detaljert beskrivelse av mangelen kreves også. Kjøper er ansvarlig for frakt og håndteringskostnader for all garantiservice.

WR Medical Electronics Co. gir ingen annen garanti, uttrykt eller underforstått, og fraskriver seg uttrykkelig de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet for et bestemt formål. Under ingen omstendigheter skal WR Medical Electronics Co.s totale ansvar med hensyn til noe produkt overstige prisen betalt av kjøperen for slikt produkt. WR Medical Electronics Co. skal under ingen omstendigheter være ansvarlig overfor kjøperen for indirekte, spesielle, tilfeldige, eksemplariske, straffe- eller følgeskader.

Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og du kan ha andre rettigheter, som varierer fra stat til stat. Noen stater tillater kanskje ikke utelukkelse eller begrensning av følgeskader eller tilfeldige skader, så begrensningene eller unntakene ovenfor gjelder kanskje ikke for deg.

Symbolforklaring



ETL CLASSIFIED



Intertek



- NB! Se medfølgende dokumentasjon.
- Sikkerhetsgodkjenning.
- Klasse 1, type B beskyttelse mot elektrisk sjokk.
- Beskyttende jording.

Användarmanual för Therabath® paraffinbad

Modell TB6 (100 till 125 volt) och modell TB7 (220 till 240 volt)

Indikationer

För användning av vuxna och ungdomar i en medicinsk, klinisk eller terapeutisk miljö. Användbar vid symptomatisk lindring av smärta orsakad av medicinskt diagnostiserad artrit, bursit och kronisk ledinflammation. Avslappnar musklerna, lindrar stelhet och muskelspasmer och stimulerar cirkulationen. Kan förskrivas för behandling efter fraktur eller efter dislokation, för stukningar, förtöjningar, för rörelsebegränsning på grund av ärrvävnad och för andra tillstånd för vilka värme är indicerad. Används vanligtvis före terapeutisk träning och massage. Kan förskrivas för vissa perifera kärlsjukdomar. Rådfråga din läkare om du har några frågor.

Kontraindikationer

Bör inte användas i närvaro av öppna skärsår eller sår, inflammatoriska hudtillstånd, neoplasmer (tillväxt), perifer kärlsjukdom där cirkulationen är nedsatt, akut inflammation eller när känseln i extremiteten är nedsatt eller saknas (som i vissa fall av diabetes). Om det finns några frågor om perifer kärlsjukdom eller nedsatt känsel i extremiteterna, kontakta en läkare eller sjukgymnast före användning. Bör inte användas på områden som är utsatta för blödning eller i fall som involverar onormal värmekänslighet. Sluta använda om dermatit på grund av paraffinkänslighet uppstår. Sluta använda om vax känns för varmt eller svalt, vilket kan tyda på ett hälsoproblem hos användaren. Låt inte barn eller personer med allvarliga fysiska funktionshinder använda enheten.

Varningar

- Använd inte när du badar eller placera enheten där den kan falla ned i ett badkar eller handfat.
- Håll inte vatten eller annan vätska i enheten.
- Rör inte en enhet som har fallit i vatten. Dra ur kontakten omedelbart.
- Övervakning är nödvändig när denna produkt används av, på eller nära barn.
- Använd endast denna produkt för dess avsedda användning enligt beskrivningen i denna bruksanvisning eller enligt rekommendationerna av en sjukvårdspersonal.
- Använd aldrig denna produkt om den verkar skadad, har tappats i vatten eller på annat sätt inte fungerar.
- För att undvika felaktig användning, använd inte andra produkter eller tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren.
- Använd paraffinvax som är formulerat för användning i en paraffinvärmare. Paraffin som har en högre eller lägre smältpunkt bör inte användas i denna enhet.
- Använd ett elektriskt jordat (3-stift) uttag som överensstämmer med tillämpliga lokala och nationella elföreskrifter.
- För att undvika risken för elektriska stötar får denna utrustning endast anslutas till ett elektriskt nätverk med skyddsjord.
- Använd inte i närvaro av brandfarliga anestesiblandningar, syre eller dikväveoxid.
- Använd inte enheten utan plastgallret på undersidan.
- Rör inte botten eller sidorna av metalltanken, eftersom det kan orsaka brännskador.
- Värm inte paraffin på en spis, kokplatta eller i mikrovågsugn.
- Använd denna enhet på en jämn, säker yta.
- Använd inga tillsatser i paraffinet förutom vad som är tillåtet av tillverkaren.
- Modifiera inte denna utrustning utan tillstånd från tillverkaren.
- Försiktighet måste iakttagas när denna utrustning används i närheten av annan utrustning. Potentiell elektromagnetisk eller annan störning kan uppstå på denna eller den andra utrustningen. Minimera denna störning genom att inte använda annan utrustning tillsammans med den.

Försiktighet

- Smält inte om använt paraffin, återinförda partiklar eller kemikalier kan skada tanken.
- Använd aldrig vassa föremål för att ta bort härdat paraffin från enheten.
- Lämna inte en tom enhet inkopplad.
- Håll inte smält paraffin från tanken.

OBS! Emissionsegenskaperna för denna utrustning gör den lämplig för användning i industriområden och sjukhus (CISPR 11 klass A). Om den används i en bostadsmiljö (för vilken CISPR 11 klass B normalt krävs) kanske denna utrustning inte ger tillräckligt skydd för radiofrekvenskommunikationstjänster. Användaren kan behöva vidta förmildrande åtgärder, såsom att flytta eller ändra utrustningen.

OBS:

Jordningstillförlitlighet
"Sjukhusklass" kan endast uppnås när utrustningen är ansluten till ett likvärdigt uttag märkt "Endast sjukhus" eller "Sjukhusklass".

OBS: Ström och watt
måste mätas vid driftstemperatur.

Teknisk information

- Strömförsörjning, modell TB6: 100-125V, 0,87-1,3A, 50-60Hz
- Strömförsörjning, modell TB7: 220-240V, 0,55-0,65A, 50-60Hz
- Värmare: TB6: 87-162 watts, TB7: 121-156 watts
- Drifttemperatur: 52,2°-56,7°C.
- 36,32 cm L x 20,83 cm B x 19,1 cm H
- Kapacitet: 4,08 kg
- Smälttid: 6-8 timmar
- Användningsperiod: kontinuerlig användning
- Grad av skydd mot inträngning av fukt: IPX0
- 220V enhet måste användas tillsammans med kabel av sjukhusstandard, med åtminstone följande maximala kapacitet: 10 A, 220 VAC.
- Uppfyller IEC / EN 60601-1-2: 2014 elektromagnetisk kompatibilitet, säkerhetsstandard för störningar.


Miljöstandard

	Drift	Transport och förvaring
Temperatur:	+ 65° till + 85°F	- 40° till + 130°F
Relativ fuktighet:	10 % till 95 %	10 % till 95 %
Atmosfärstryck:	70 till 160 kPa	70 till 160 kPa

No.	Test/Standard	Port (kapsling, AC, DC, I/O)	Utsläppsklass och Grupp / Immunitetstestnivå
1	CISPR 11, Strålade Utsläpp	Kapsling	Klass A; Grupp 1
2	IEC 61000-4-2	Kapsling	±8kV kontakt, ±2kV, ±4kV, ±8kV, ±15kV luft
3	IEC 61000-4-3 Strålad RF-Immunitet	Kapsling	3V/m, 80-2700MHz, 80% 1kHz AM
4	IEC 61000-4-3 Närhetsfält från trådlös RF-utrustning	Kapsling	Avsnitt 8.10 av IEC 60601-1-2 standard
5	IEC 61000-4-4	AC	2kV, 100kHz repetitionsfrekvens
6	IEC 61000-4-5	AC	Linje till linje: ±0.5 kV, ± kV Linje till mark: ±0.5 kV, ±1 kV, ±2 kV
7	IEC 61000-4-6	AC	3V, 0.15-80MHz, 80% 1kHz AM, 6V i ISM Band inom 0.15-80MHz, 80% 1kHz AM
8	IEC 61000-4-8	Kapsling	30A/m, 50Hz och 60Hz
9	IEC 61000-4-11 Spänningsdipp	AC	0% (100% minskning), 0.5 cykel; 0% (100% minskning), 1 cykel; 70% (30% minskning) UT, 0.5 sek
10	IEC 61000-4-11 Spänningsavbrott	AC	0% (100% minskning), 5 sek

Värmesystem och pilotljusdrift

- Therabaath är utrustad med 2 termostater. Kontrolltermostaten värmer automatiskt och håller paraffinet vid 130 grader F (54,4 C) med ± 4 grader F variation. Om kontrolltermostaten misslyckas, stänger High Limit Termostat automatiskt av enheten helt. Återgå till tillverkaren för service.
- Indikatorlampan (på änden av enheten) indikerar att enheten håller på att värmas upp och lyser endast under uppvärmningscykeln. Under normal drift tänds och släcks indikatorlampan med jämna mellanrum. För det mesta är den avstängd.
- Om enheten inte är helt smält efter att ha varit inkopplad i 12 timmar, följ felsökningsstegen på therabath.com/service.




Användningsinstruktioner

1. Packa upp enheten och placera den på en plan, säker yta.
2. Öppna de medföljande påsarna med paraffin och placera innehållet i tanken.
3. Placera plastgallret ovanpå det osmälta paraffinet.
4. Lägga locket ovanpå paraffinet och gallret. Paraffinet kommer att packas när det smälter.

5. Anslut enheten.
6. Paraffinet kommer att smälta på cirka 6 till 8 timmar.
7. Håll enheten inkopplad kontinuerligt så att den alltid är redo att användas.


Tillsätta mer paraffin

1. Håll paraffinnivån på önskad nivå: 6lb - standardanvändning, 8lb - max. djupt nedsänkt fotnivå, 9lb - max. djupt nedsänkt handnivå. Överfyll inte enheten.
2. För optimal prestanda använd endast Therabath refill paraffin.



Riktlinjer för behandling

- Se kontraindikationer före användning.
 - Rengör och torka huden innan du applicerar paraffin.
 - Håll kläder och smycken borta från behandlingsområdet.
 - Smält inte om använt paraffin, kassera.
 - Behåll locket på när enheten inte används.
1. Applicera Pre-Treatment Cleansing Spray.†† (Använd inte spray nära ögon, näsa eller mun.)
 2. Applicera Hydrating Cream.††
 3. Doppa långsamt hand, fot eller armbåge i badet. Använd paraffinappliceringsremсор för andra behandlingsområden.
 4. Ta bort och vänta några sekunder tills glansen försvinner. Upprepa 3 till 10 gånger.
 5. Täck hand eller fot med ett plastfoder.††
 6. Sätt på en isolerad vante eller stövel för att hålla värmen.††
 7. Håll paraffin på plats i 10 till 15 minuter.
 8. Ta bort. Kassera använd paraffin och plastfoder (om sådan används).



†† VALFRITT: Rengöringsspray för förbehandling, Hydrating Cream, paraffinappliceringsremсор, plastfoder, handskar, stövlar och mer säljs separat. Ring din återförsäljare eller besök www.therabath.com.

Rengöringsinstruktioner

- Rengör paraffinbadet när märkbart sediment samlas på botten av tanken.
 - Repa eller skada inte tankens insida.
 - Sänk inte ner enheten i vatten.
 - Använd inte slipande skurpulver av något slag när du rengör tanken..
1. Koppla ur enheten. Ta bort gallret. Låt paraffinet stelna.
 2. Efter att paraffinet är fast, anslut enheten och vänd upp och ner på en vaxsäker yta i cirka 15-20 minuter. tills paraffinet lossnar från tanken och faller ut. Koppla ur enheten.
 3. Ta bort resterande paraffin i tanken med mjuka pappershanddukar.
 4. Fyll på med paraffin av märket Therabath®.

Underhåll och service

Kunder i USA och Kanada

- Användaren kan inte utföra service på apparaten.
- Kontakta tillverkaren för hjälp med service, returautorisation och förhandsgodkännande innan du skickar produkten via förbetald frakt för garantiservice. Köpsbevis, namn, adress, kontaktinformation och en detaljerad beskrivning av problemet krävs. Köparen ansvarar för fraktkostnader. av fraktkostnader till och från garantens fabrik för all garantiservice.

Internationella kunder

- Kontakta WR Medical eller er återförsäljare för anvisningar om service.
WR Medical Electronics Co.
1700 Gervais Avenue, Maplewood, MN 55109 USA
Tel: +1 651-604-8400 | E-post: therabath@wrmed.com | Web: www.therabath.com

Begränsad garanti

DENNA GARANTI ÄR BEGRÄNSAD TILL PRODUKTENS STANDARDLIVNING, SOM ÄR 5 ÅR.

WR Medical Electronics Co. garanterar att Therabath Professional Paraffin Bath endast till den ursprungliga konsumentägaren är fritt från tillverkarens defekter vid normal användning och service under produktens naturliga livslängd (5 år). För ett giltigt garantianspråk kommer WR Medical Electronics Co., efter eget val, antingen (i) reparera produkten eller ersätta den med en jämförbar produkt, utan kostnad, eller (ii) återbetala inköpspriset för den produkten. Denna garanti täcker inte några defekter i produktens estetiska utseende, inte heller några skador eller defekter som är ett resultat av normalt slitage, olyckor, missbruk, fraktskador eller ändringar. Denna garanti löper ut omedelbart och gäller inte för någon produkt eller del som repareras, ersätts, ändras eller modifieras annat än av en utbildad servicetekniker som auktoriserats av WR Medical Electronics Co. för att tillhandahålla sådan service.

Denna garanti gäller inte för en produkt som kräver modifieringar/anpassningar för att möjliggöra drift i ett land eller för andra elektriska specifikationer än de som den är designad för. Denna garanti gäller inte för köp av öppnade, använda, reparerade eller otillåtna ompaketerade eller återförslutna produkter.

Vi varken ger eller auktoriserar någon annan person, inklusive våra säljare, återförsäljare eller distributörer, att förlänga eller ta på sig någon annan garanti eller ansvar i samband med försäljningen av våra produkter.

Köparen måste kontakta WR Medical Electronics Co. för att få servicehjälp, instruktioner för returauktorisering och förhandsgodkännande innan produkten skickas förbetalad för garantiservice. Köpbevis, namn, adress, kontaktuppgifter och en detaljerad beskrivning av defekten krävs också. Köparen är ansvarig för frakt och hanteringsavgifter för all garantiservice.

WR Medical Electronics Co. ger inga andra garantier, uttryckliga eller underförstådda, och fransäger sig uttryckligen de underförstådda garantierna för säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål. Under inga omständigheter ska WR Medical Electronics Co.'s totala ansvar med avseende på någon produkt överstiga det pris som köparen betalat för en sådan produkt. Under inga omständigheter ska WR Medical Electronics Co. vara ansvarigt gentemot köparen för indirekta, speciella, tillfälliga, exemplariska, straffskada eller följdskador.

Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter och du kan ha andra rättigheter, som varierar från stat till stat. Vissa stater kanske inte tillåter uteslutning eller begränsning av följdskador eller oförutsedda skador, så ovanstående begränsningar eller undantag kanske inte gäller dig.

Symbolförklaringar



ETL CLASSIFIED



Intertek



- Varning: Konsultera medföljande dokument.
- Säkerhetsgodkännanden.
- Klass 1, typ B skydd mot elektriska stötar.
- Skyddsjordad.

Therabath® Parafiinikylpylaitteen käyttöopas

Malli TB6 (100 – 125 voltia) ja Malli TB7 (220 – 240 voltia)

Indikaatioita

Aikuisten ja nuorten käyttöön lääketieteellisissä, klinisissä tai terapeuttisissa olosuhteissa. Hyödyllinen lääketieteellisesti diagnosoidun niveltulehduksen, bursiitin ja kroonisen niveltulehduksen aiheuttaman kivun oireenmukaiseen lievitykseen. Rentouttaa lihaksia, lievittää jäykkyyttä ja lihaskouristuksia sekä stimuloi verenkiertoa. Voidaan määrätä murtuman tai sijoiltaanmenon jälkeiseen hoitoon, nyrjähdyksiin, venähdyksiin, arkipudoksesta johtuviin liikerajoituksiin ja muihin tiloihin, joissa lämpöä suositellaan. Käytetään yleisesti ennen terapeuttista harjoittelua ja hierontaa. Voidaan määrätä tiettyihin perifeerisiin verisuonisairauksiin. Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla on kysyttävää.

Vasta-aiheet

Älä käytä, jos sinulla on avohaavoja tai haavoja, tulehduksellisia ihosairauksia, kasvaimia (kasvaimia), perifeerisiä verisuonitauteja, joihin liittyy heikentynyt verenkierto, akuutti tulehdus tai jos raajan tunne on heikentynyt tai puuttuu (esim. Jos sinulla on kysyttävää ääreisverisuonisairaudesta tai heikentyneestä aistinvaraisuudesta raajoissa, käänny lääkärin tai fysioterapeutin puoleen ennen käyttöä. Ei saa käyttää verenvuotoalueilla tai tapauksissa, joissa lämpöherkkyys on epätavallinen. Lopeta käyttö, jos ilmenee parafiiniherkyydestä johtuvaa ihottumaa. Lopeta käyttö, jos vaha tuntuu liian kuumalta tai kylmältä, mikä voi viitata käyttäjän terveysongelmiin. Älä anna lasten tai vaikeavammaisten käyttää laitetta.

Varoitukset

- Älä käytä laitetta kylvyn aikana tai sijoita laitetta paikkaan, jossa se voi pudota kylpyammeeseen tai pesualtaaseen.
- Älä kaada vettä tai muuta nestettä laitteeseen.
- Älä koske veteen pudonnutta laitetta. Irrota pistoke välittömästi.
- Valvonta on tarpeen, kun tuotetta käytetään lasten päällä tai niiden lähellä.
- Käytä tätä tuotetta vain sen aiottuun käyttöön tässä oppaassa kuvatulla tavalla tai terveydenhuollon ammattilaisen suosittelemalla tavalla.
- Älä koskaan käytä tätä tuotetta, jos se näyttää vahingoittuneelta, on pudonnut veteen tai jos se ei muuten toimi kunnolla.
- Älä käytä muita kuin valmistajan suosittelemia tuotteita tai lisävarusteita väärinkäytön välttämiseksi.
- Käytä parafiinilämmittimessä käytettäväksi suunniteltua parafiinivahaa. Älä käytä tässä laitteessa parafiinia, jonka sulamispiste on korkeampi tai matalampi.
- Käytä sähköisesti maadoitettua (3-napaista) pistorasiaa, joka on sovellettavien paikallisten ja kansallisten sähkömääräysten mukainen.
- Sähköiskuvaaran välttämiseksi tämän laitteen saa kytkeä vain suojamaadoitettuun verkkovirtaan.
- Älä käytä syttyvien anestesiaseosten, hapen tai dityppiksidin läheisyydessä.
- Älä käytä laitetta ilman pohjassa olevaa muovista rutilää.
- Älä koske metallisäiliön pohjaan tai reunoihin, sillä se voi aiheuttaa palovammoja.
- Älä lämmitä parafiinia liedellä, keittolevyllä tai mikroaaltouunissa.
- Käytä tätä laitetta tasaisella ja turvallisella alustalla.
- Älä käytä parafiinissa lisäaineita paitsi valmistajan sallimissa rajoissa.
- Älä muuta tätä laitetta ilman valmistajan lupaa.
- Ole varovainen käyttäessäsi tätä laitetta muiden laitteiden lähellä. Mahdollisia sähkömagneettisia tai muita häiriöitä saattaa esiintyä tähän tai muihin laitteisiin. Minimoi nämä häiriöt olemalla käyttämättä muita laitteita sen kanssa.

Variotus

- Älä sulata käytettyä parafiinia uudelleen, sillä uudelleen lisätyt hiukkasaset tai kemikaalit voivat vahingoittaa säiliötä.
- Älä koskaan käytä teräviä esineitä kovettuneen parafiinin poistamiseen laitteesta.
- Älä jätä tyhjää yksikköä kytkettynä pistorasiaan.
- Älä kaada sulatettua parafiinia säiliöstä.

HUOMAA: Tämän laitteen päästöominaisuudet tekevät siitä sopivan käytettäväksi teollisuusalueilla ja sairaaloissa (CISPR 11 Class A). Jos tätä laitetta käytetään asuinympäristössä (johon tavallisesti vaaditaan CISPR 11 Class B), se ei välttämättä tarjoa riittävää suojaa radiotaajuisille viestintäpalveluille. Käyttäjän on ehkä ryhdyttävä lieventäviin toimiin, kuten laitteiden siirtämiseen tai suuntaamiseen.

Tekniset tiedot

- Käyttövirta, malli TB6: 100–125V, 0,87–1,3A, 50–60Hz
- Käyttövirta, malli TB7: 220–240V, 0,55–0,65A, 50–60Hz
- Lämmitin: TB6: 87–162 wattia, TB7: 121–156 wattia
- Käyttölämpötila: 52,2°–56,7 °C.
- 36,32 cm L x 20,83 cm W x 19,1 cm H
- Vetoisuus 4,08 kg.
- Sulamisaika: 6–8 tuntia
- Käyttöjakso: jatkuva käyttö
- Suojaustaso kosteuden tiivistymiseltä: IPX0
- 220V -laitteessa on käytettävä sairaalatason johtoa, ainakin seuraavilla enimmäisarvoilla: 10 A, 220 VAC.
- Täyttää IEC / EN 60601-1-2: 2014 sähkömagneettisen yhteensopivuuden, häiriöturvallisuusstandardin.

HUOMAA: Luotettava suojamaadoitus saadaan aikaan ainoastaan liittämällä tämä laite vastaavaan pistorasiaan, jossa on merkintä "Vain sairaalakäyttö" tai "Sairaalataso"

HUOMAA: Virran voimakkuus ja wattimäärä on mitattava käyttölämpötilassa.


Ympäristöön liittyvät määräykset

	Käyttö	kuljetus ja säilytys
Lämpötila:	18,3 °C - 29,4 °C	- 4,4 °C - 54,4 °C
Suhteellinen kosteus:	10% - 95%	10% - 95%
Ilmakehän paine:	70 - 160 kPa	70 - 160 kPa

No.	Testata/Standardi	Portti (kotelo, AC, DC, I/O)	Päästöluokka ja Ryhmä / Immuuni Testin Taso
1	CISPR 11, säteilypäästöt	Kotelo	Luokka A; Ryhmä 1
2	IEC 61000-4-2	Kotelo	±8kV ottaa yhteyttä, ±2kV, ±4kV, ±8kV, ±15kV ilma
3	IEC 61000-4-3 Säteily RF-immuneiteetti	Kotelo	3V/m, 80-2700MHz, 80% 1kHz AM
4	IEC 61000-4-3 Läheisyyskentät langattomista RF-laitteista	Kotelo	Osa 8.10 of the IEC 60601-1-2 standardi
5	IEC 61000-4-4	AC	2kV, 100kHz toistotaajuus
6	IEC 61000-4-5	AC	Linja linjaan: ±0.5 kV, ±1 kV Linja maahan: ±0.5 kV, ±1 kV, ±2 kV
7	IEC 61000-4-6	AC	3V, 0.15-80MHz, 80% 1kHz AM, 6V sisään ISM bändi sisällä 0.15-80MHz, 80% 1kHz AM
8	IEC 61000-4-8	Kotelo	30A/m, 50Hz ja 60Hz
9	IEC 61000-4-11 jännitehäviöt	AC	0% (100% vähentäminen), 0.5 sykli; 0% (100% vähentäminen), 1 sykli; 70% (30% vähentäminen) UT, 0.5 sek
10	IEC 61000-4-11 jännitteen keskeytykset	AC	0% (100% vähentäminen), 5 sek


Lämmitysjärjestelmän ja merkkivalon käyttö

- Jos laite ei ole sulanut vaha kokonaan sen jälkeen, kun se on kytketty 12 tuntiin, noudata viannmääritysvaiheita osoitteessa therabath.com/service.
- Palava merkkivalo (laitteen päädyssä) ilmaisee, että laite lämmittää. Merkkivalo palaa ainoastaan lämmitysvaiheen aikana. Normaalin käytön aikana merkkivalo syttyy ja sammuu tasaisin välein. Suurimman osan ajasta merkkivalo on sammuksissa.
- Jos laitteen vaha ei nesteyty kokonaan 12 tunnin käytön jälkeen, laite on viallinen ja se on palautettava valmistajalle korjattavaksi.




Käyttöohjeet

1. Pura laite pakkauksesta ja sijoita se tasaiselle, tukevalle alustalle.
2. Avaa parafiinipussit ja sijoita niiden sisältö säiliöön.
3. Aseta muovisäileikkö sulamattoman parafiinin päälle.
4. Laske kansi parafiinin ja ritilän päälle. Parafiinin tilavuus pienenee sen sulaessa.
5. Liitä laite sähköverkkoon.
6. Parafiini sulaa noin 6-8 tunnissa.
7. Pidä laite kiinni sähköverkossa koko ajan, jolloin se on käyttövalmis.



Parafiinin lisäys

1. Pidä parafiinitaso tarvittavalla tasolla: **2,7 kg** - normaali käyttö, **3,6 kg** - maks. syvä upotus jalan tasolle, **4 kg** - maks. syvä upotus käden tasolle. Laitetta ei saa täyttää liikaa.
2. Optimaalisen suorituskyvyn takaamiseksi täytä uudelleen Therabath -merkkisellä parafiinilla.



Hoito-ohjeet

- Lue kontraindikaatiot ennen käyttöä.
 - Puhdista ja kuivaa iho ennen parafiinin levitystä.
 - Pidä vaatteet ja korut poissa hoitoalueelta.
 - Hävitä käytetty parafiini, sitä ei saa sulattaa uudelleen.
 - Pidä kansi kiinni, kun laite ei ole käytössä.
1. Käytä Cleansing Spray -puhdistussuihketta.** (Älä käytä suihketta silmien, nenän tai suun lähellä.)
 2. Käytä Hydrating Cream -kosteutusvoidetta.**
 3. Kastaa kätesi, jalkasi tai kynnärpääsi hitaasti kylpyyn. Käytä parafiiniliuskoja muille hoitoalueille.
 4. Poista ja odota muutama sekunti, kunnes kiilto häviää. Toista 3-10 kertaa.
 5. Cover your hand or foot with a plastic bag ††
 6. Pue päälle eristetty kinnas tai saapas lämmön säilyttämiseksi.**
 7. Pidä parafiini paikallaan 10 - 15 minuuttia.
 8. Poista. Hävitä käytetty parafiini ja muovipussi (jos käytössä).

**VALINNAINEN: Esikäsittelyä puhdistava spray, kosteusvoide, parafiiniliuskat, muoviset vuoraukset, käsinet, saappaat ja muut myydään erikseen. Soita jälleenmyyjälle tai käy osoitteessa www.therabath.com.

Puhdistusohjeet

- Puhdista parafiinikylpy, kun säiliön pohjaan kertyy huomattava määrä sedimenttiä.
 - Säiliön sisäpinnan päällystystä ei saa naarmuttaa tai vaurioittaa.
 - Älä upota laitetta veteen.
 - Älä käytä säiliön puhdistuksessa minkäänlaisia hiovia puhdistusjauheita.
1. Irrota laite sähköverkosta. Poista ritilä. Anna parafiinin kiinteytyä.
 2. Kun parafiini on kiinteä, liitä yksikkö virtalähteeseen ja kallista ylösalaisin vahaa kestäväällä pinnalla noin 15-20 minuutin ajan, kunnes parafiini irtaantuu ja putoaa säiliöstä.
 3. Paina parafiinia lujasti toisesta päästä, jolloin vastakkainen pää kallistuu ylös. Nosta kakku pois ja hävitä se. Älä käytä teräviä esineitä.
 4. Poista säiliöön jäljelle jäänyt parafiini pehmeillä paperipyyhkeillä.
 5. Puhdista sisä- ja ulkopuoli yleispuhdistusaineella. Pyyhi kuivaksi.
 6. Täytä uudelleen Therabath® -merkkisellä parafiinilla.

Hoito ja huolto

Asiakkaat USA: ssa ja Kanadassa

- Laitteessa ei ole käyttäjän huollettavia osia.
- Ota yhteys valmistajaan huoltoon, palautusvaltuutusohjeisiin liittyvissä asioissa ja ennen tuotteen lähettämistä huoltoon etukäteen maksettuna. Tuotteen mukana lähettyksessä on toimitettava ostotodistus, nimi, osoite, ja yhteystiedot sekä yksityiskohtainen selvitys laitteesta olevasta viasta. Ostaja vastaa kaikista takuun piiriin kuuluvan huollon lähetys- ja käsittelykuluista.

Asiakkaat muissa maissa

- Ota yhteys WR Medical -yhtiöön tai jälleenmyyjään ja pyydä huolto-ohjeita.
WR Medical Electronics Co.
1700 Gervais Avenue, Maplewood, MN 55109 USA
Puh: +1 651-604-8400 | E-mail: therabath@wrmed.com | Web: www.therabath.com

EC**REP**

Medical Device Safety Service (MDSS) GmbH
Schiffgraben 41, 30175 Hannover, Germany

Rajoitettu takuu

TÄMÄ TAKUU RAJOITETTU TUOTTEEN NORMAALIIN ELINIKÄSIIN, JOKA ON 5 VUOTTA.

WR Medical Electronics Co. takaa, että Therabath Professional Paraffin Bath yksinomaan alkuperäiselle kuluttajamistajalle on vapaa valmistajan virheistä normaalikäytössä ja huollossa tuotteen luonnollisen käyttöajan ajan (5 vuotta). Voimassa olevan takuuvaatimuksen saamiseksi WR Medical Electronics Co. joko (i) korjaa tuotteen tai korvaa sen vastaavalla tuotteella maksutta tai (ii) palauttaa tuotteen ostohinnan. Tämä takuu ei kata vikoja tuotteen esteettisessä ulkonäössä tai vaurioita tai vikoja, jotka johtuvat normaalista kulumisesta, onnettomuuksista, väärinkäytöstä, väärinkäytöstä, kuljetusvaurioista tai muutoksista. Tämä takuu päättyy välittömästi, eikä se koske tuotteita tai osia, jotka on korjannut, vaihtanut, muuttanut tai muuttanut joku muu kuin WR Medical Electronics Co:n valtuuttama koulutettu huoltoteknikko.

Tämä takuu ei ole voimassa tuotteelle, joka vaatii muutoksia/sovituksia toimiakseen maassa, tai muihin sähköisiin ominaisuuksiin kuin mihin se on suunniteltu. Tämä takuu ei koske avattujen, käytettyjen, korjattujen tai luvatta uudelleen pakattujen tai uudelleensuljettujen tuotteiden ostamista.

Emme oleta tai valtuuta ketään muuta henkilöä, mukaan lukien myyntiedustajamme, jälleenmyyjämme tai jakelijamme, laajentamaan tai ottamaan puolestamme mitään muuta takuuta tai vastuuta tuotteidemme myyntiin liittyen.

Ostajan tulee ottaa yhteyttä WR Medical Electronics Co:iin huoltoapua, palautusvaltuutusohjeita ja ennakkohyväksyntää varten ennen tuotteen lähettämistä takuuhuoltoon maksettavaksi. Tarvitaan myös ostotodistus, nimi, osoite, yhteystiedot ja yksityiskohtainen vian kuvaus. Ostaja vastaa kaikista takuuhuollon toimitus- ja käsittelykuluista.

WR Medical Electronics Co. ei myönnä muita takuita, nimenomaisia tai oletettuja, ja kiistää nimenomaisesti oletetut takuut kaupallisuudesta ja sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Missään tapauksessa WR Medical Electronics Co:n kokonaisvastuu tuotteesta ei ylitä ostajan kyseisestä tuotteesta maksamaa hintaa. WR Medical Electronics Co. ei ole missään tapauksessa vastuussa ostajalle mistään epäsuorista, erityisistä, satunnaisista, esimerkillisistä, rankaisevista tai välillisistä vahingoista.

Tämä takuu antaa sinulle tiettyjä laillisia oikeuksia, ja sinulla voi olla muita oikeuksia, jotka vaihtelevat osavaltioittain. JOTKUT OSAVALTIOT EIVÄT SALLI SEURANTAISTEN TAI SATUNNAISTEN VAHINGON POISTAMISTA TAI RAJOITTAMISTA, JOTEN EDELLÄ OLEVAT RAJOITUKSET TAI POIKKEUKSET EIVÄT KOSKE SINUA.

Merkkien selitykset



ETL CLASSIFIED



Intertek



- Huomio: Lukekaa mukana tulleet asiakirjat.
- Turvallisuushyväksynnät.
- Luokan 1, tyyppin B suojaus sähköiskuilta.
- Skyddande jord.